

Valutazione questionari

Guida rapida per i colleghi – come scegliere, somministrare e calcolare i questionari clinici nella versione italiana validata

Indirizzo dell'app: <https://pollasonoio.github.io/questionari-valutazione/>

Si apre con **Google Chrome** da computer, tablet o smartphone. Non serve creare un account.

1. A cosa serve

L'app calcola i punteggi di questionari clinici (disabilità, funzione, dolore, fattori psicosociali, ritorno allo sport, qualità di vita) seguendo le istruzioni della **versione italiana validata** di ciascuno strumento, e produce un referto in PDF con grafici, spiegazione dei risultati e riferimenti bibliografici. Il paziente compila un modulo PDF (al computer, sul tablet o su carta); il professionista carica il modulo nell'app e ottiene il referto.

Privacy: i moduli caricati vengono letti ed elaborati solo nel browser del proprio computer; nessun dato viene inviato a server o salvato online. Chiudendo la pagina tutto viene cancellato. Conservi i moduli compilati e i referti secondo le regole dello studio (cartella clinica), mai nel sito dell'app.

2. Come si usa, in quattro passi

Passo 1 – Scegliere il questionario. Nella sezione «Trova il questionario» si filtra per distretto (lombare, cervicale, spalla, ginocchio, anca e inguine...) e per cosa si vuole misurare. Scegliendo un distretto compaiono prima gli strumenti specifici, poi quelli generici. Ogni scheda indica tempo di compilazione, età del campione di validazione, licenza e fonte.

Passo 2 – Far compilare il modulo. Con «Scarica modulo» si ottiene il PDF vuoto, che il paziente può:

- compilare al computer o sul tablet (con Anteprima del Mac, Acrobat Reader o l'app File dell'iPad) e **salvare con un nome nuovo**, per esempio *KOOS-I_Cognome_data.pdf*; se Anteprima segnala che il file è protetto, scegliere «Duplica»;
- stampare e compilare a penna: in questo caso le risposte si inseriscono nell'app con «Inserisci risposte» (circa 1 minuto).

In ogni item va segnata **una sola risposta**, salvo dove il modulo chiede esplicitamente più scelte.

Passo 3 – Caricare il modulo. Si trascinano i PDF compilati nel riquadro «Carichi i moduli compilati» (si possono caricare più questionari dello stesso paziente insieme). Se qualcosa non va, l'app lo segnala: risposte mancanti, due caselle spuntate nello stesso item, PDF senza campi compilabili. Con «Correggi risposte» si sistema a mano.

Passo 4 – Leggere il risultato e scaricare il referto. Per ogni questionario compaiono i punteggi con una barra grafica (posizione nel range, con il significato dei valori bassi e alti), la spiegazione «Come leggere il risultato», l'errore di misura (SEM, MDC/SDC, MIC quando disponibili) e le risposte item per item. «Anteprima referto» mostra il PDF; «Scarica referto PDF» lo salva. Il referto riporta: dati del paziente, risposte date, risultati con grafici e, in fondo alla pagina, i riferimenti bibliografici.

3. Come leggere grafici e soglie

- **Barra verde:** punteggio del paziente nel range del questionario; sotto la barra è indicato il significato dei valori bassi e alti.
- **Linea verde scuro continua:** soglia indicata nella versione italiana (es. ÖMPQ-21: 105 e 130).

- **Linea arancio tratteggiata** e riquadro arancio «**non validato in italiano**»: soglie di altre versioni (es. PCS ≥ 30 , ACL-RSI < 56 , CSI ≥ 40 , yellow flags OSPRO-YF); vanno usate solo come informazione aggiuntiva.
- **MDC/SDC**: minima differenza tra due compilazioni che indica un cambiamento reale e non un errore di misura.

4. Sullo smartphone

L'app si usa anche dal telefono: le risposte da inserire a mano diventano pulsanti grandi e l'anteprima del referto si apre nel visualizzatore PDF del telefono. I moduli compilati ricevuti per email o WhatsApp si caricano toccando il riquadro «**Tocchi qui per scegliere i PDF compilati**». Per averla come un'app, con l'icona sulla schermata Home:

- **iPhone (Safari)**: aprire l'indirizzo dell'app, toccare **Condividi** e poi «**Aggiungi alla schermata Home**»;
- **Android (Chrome)**: aprire l'indirizzo dell'app, toccare il menu (tre puntini in alto a destra) e poi «**Aggiungi a schermata Home**» (o «**Installa app**»).

L'app si apre a schermo intero e funziona anche senza connessione, dopo averla aperta almeno una volta online. Sul telefono vengono conservati solo i file pubblici dell'app (pagina, moduli vuoti, guida), **mai dati dei pazienti**. Con la connessione si aggiorna da sola all'ultima versione.

5. Questionari disponibili

Questionario	Area	Cosa misura	Min.
ODI-I	lombare	disabilità	≈ 5
OSPRO-YF 10	lombare	psicosociale, rischio	≈ 3
OSPRO-YF 17	lombare	psicosociale, rischio	≈ 5
OSPRO-YF 7	lombare	psicosociale, rischio	≈ 2
RMDQ-I	lombare	disabilità	≈ 5
STarT Back-IT	lombare	rischio, psicosociale	≈ 2
TSK-I	lombare	psicosociale	≈ 5
ÖMPQ-10	lombare	rischio, psicosociale	≈ 5
ÖMPQ-21	lombare	rischio, psicosociale	≈ 10
NDI-I	cervicale	disabilità	≈ 5
DASH-I	spalla	disabilità, sintomi	≈ 10
QuickDASH-I	spalla	disabilità, sintomi	≈ 3
SPADI (<i>provvisorio</i>)	spalla	dolore, disabilità	≈ 5
HAGOS-I	anca e inguine	sintomi, dolore, funzione, sport, qualità di vita	≈ 10
LEFS-I	anca e inguine	funzione	≈ 5
ACL-RSI	ginocchio	sport, psicosociale	≈ 2
IKDC	ginocchio	sintomi, funzione, sport	≈ 10
KOOS-I	ginocchio	sintomi, dolore, funzione, sport, qualità di vita	≈ 10
WOMAC	ginocchio	dolore, funzione, sintomi	≈ 10
VISA-A-I	caviglia e piede	sintomi, funzione, sport	≈ 5
CSI-I	generico	psicosociale, sensibilizzazione centrale	≈ 10
MSK-HQ (<i>provvisorio</i>)	generico	funzione, sintomi, qualità di vita	≈ 5
PCS-I	generico	psicosociale	≈ 5
PSEQ-I	generico	psicosociale	≈ 3
QUID	generico	dolore	≈ 5
SF-36	generico	qualità di vita, funzione	≈ 10

Versioni provvisorie (SPADI, MSK-HQ): il testo proviene da moduli non verificabili sulla validazione italiana; l'app lo segnala nel modulo e nel referto. **Attenzione anche a:** VISA-A italiano (10 domande, diverso dall'originale a 8), WOMAC (formato Likert; la validazione italiana ha usato la scala visiva), SF-36 (8 scale, senza indici PCS/MCS), QuickDASH (traduzione ufficiale IWH senza validazione italiana dedicata).

6. Domande frequenti

- **L'app non legge le risposte.** Usare **Chrome** (con Safari la lettura può non funzionare) e ricaricare la pagina. Verificare che il PDF sia stato **salvato** dopo la compilazione e non «stampato in PDF» (in quel caso i campi spariscono: usare «Inserisci risposte»).
- **Il paziente ha spuntato due risposte nello stesso item.** L'app non le considera e lo segnala: correggere con «Correggi risposte».
- **Mancano alcune risposte.** Ogni questionario segue le regole della propria validazione o degli sviluppatori: se sono troppe, il punteggio non viene calcolato e l'app spiega perché.
- **Posso usare l'app per pazienti minorenni?** Le validazioni italiane sono state condotte quasi sempre su adulti: la scheda del catalogo indica l'età del campione; interpretare con cautela.
- **Licenze.** Gli strumenti sono destinati all'uso clinico interno e non commerciale; alcune scale (es. DASH, QuickDASH, WOMAC, SF-36) hanno condizioni d'uso proprie. I moduli non vanno modificati né venduti.

Il risultato va sempre interpretato dal professionista insieme alla valutazione clinica.